

CHARGEUR WIDEX MRR4D



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Compact et portable.
- Peut être alimenté depuis plusieurs sources d'énergie.
- Utilisation intuitive guidée par des voyants lumineux affichant le niveau de charge de l'aide auditive.

DESCRIPTION

Le chargeur WIDEX sRIC est conçu pour recharger deux aides auditives WIDEX MRR4D.

Le chargeur se compose d'un socle de recharge pour chaque aide auditive et de deux voyants lumineux qui indiquent l'état de recharge de l'aide auditive.

Chaque aide auditive peut être rechargée séparément, selon l'état de charge de l'aide auditive. Autrement dit, si une aide auditive est entièrement chargée et placée dans le chargeur, elle ne se rechargera pas. Cependant, si l'autre aide auditive n'est pas chargée, elle se rechargera.

PROPRIÉTÉS

Couleur :	Noir et platine chaud (métallique)
Dimensions :	Hauteur : 51mm Largeur : 77mm Profondeur : 27 mm
Poids :	environ 85 g
Capacité :	Peut accueillir une paire d'aides auditives. Peut recharger les aides auditives séparément. Temps et indications de chargement voir la Notice d'utilisation pour le chargeur WIDEX MRR4D
Température de fonctionnement, humidité et plages de pression atmosphérique :	entre 0°C (32°F) et 30°C (86°F), 10%-95% HR et entre 750 et 1060 mbar.
Stockage et transport :	entre -20°C (-4°F) et 50°C (122°F), 10%-95% HR et entre 750 et 1060 mbar

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Entrée	Type : CC, 5V +/- 5% stabilisé Courant minimum : 500 mA Connecteur : embase micro USB Possibilité d'utiliser différentes alimentations électriques (voir la notice d'utilisation). L'aide auditive est susceptible de chauffer pendant la recharge.
--------	--


ÉLIMINATION

- Ne jetez pas votre chargeur (neuf ou usagé) avec les ordures ménagères ordinaires.
- Le chargeur doit être jeté tel un déchet électronique ou chimique conformément aux réglementations locales.

Le chargeur en bref

Le chargeur se compose d'un socle de recharge pour chaque aide auditive et de deux voyants lumineux qui indiquent l'état de recharge des aides auditives.

1. Micro port USB
2. Socles de recharge
3. Voyants lumineux



DANS LE COFFRET

Dans le coffret de présentation, vous trouverez :

- Un chargeur
 - Un adaptateur électrique
 - Un câble USB
 - Notice d'utilisation
-