

WIDEX TV PLAY 2



BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- 2,4 GHz directe audiostreaming van tv naar compatibele hoortoestellen
- Gepatenteerde dubbele antenntehnologie met maximale streamingstabiliteit
- Opties tussen optische (Toslink) invoer of analoge input
- Schakelen tussen stereo en mono
- Voeding via MicroUSB-ingang
- Elegant en onopvallend ontwerp

TECHNISCHE SPECIFICATIES

RADIO SPECIFICATIES

Frequentie (bereik)	2,40-2,48 GHz
RF-bandbreedte	2 MHz
Kanalen	40 logische kanalen
Modulatie	GFSK
Radiated uitgangsvermogen:	10 mW
Bereik	Zicht tot 15 m
Bedrijfscyclus	Max. 20%

In overeenstemming met de volgende normen/
goedkeuringen

EN 62479
EN 62368-1
EN 300 328
EN 301 489-17
EN/IEC 60601-1-2
FCC Part 15 C
IC RSS-247
CE-markering

AUDIO SPECIFICATIES

Frequentie (bereik)	100 Hz - 11 kHz
Input	Eén optische Toslink-ingang en één analoge stereo/optische uitgang met 3,5 mm TRS-stekker
Streamen	Stereo of mono
Latentie	30 ms*

* Ten opzichte van het akoestische tv-geluid dat zich door de lucht voortplant op 3,7 m tv-kijkafstand.

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES EN GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN

Ingangsspanning	5 V via MicroUSB
Netspanning	Minimum 0,75W (150mA) via MicroUSB
Energieverbruik	Max. 0,75 mW (150 mA) tijdens streamen Max. 0,25 W (50 mA) tijdens stand-by
Bedrijfstemperatuur	0 °C - 45 °C
Opslagtemperatuur	10 °C - 40 °C
Rel. vochtigheid	10% - 90%

FYSIEKE KENMERKEN

Afmetingen (D/B/H)	82/158/22 mm
Gewicht	105 g

OVERZICHT

1. Ledlampje
2. MicroUSB input voor voeding
3. Optisch IN
4. AnalooG IN/Optisch UIT
5. Schakelen tussen Bluetooth-protocollen (WICL of LE Audio)
6. Instellingenknop
7. Schakelen tussen 2 hoortoestellen en 1 hoortoestel (stereo of mono)

